


Aanmeetinstructies

Bij de maatname is het belangrijk om een aantal zaken vast te stellen. Wat is de medische indicatie, wat moet de functie van het korset zijn (ondersteunend of corrigerend) en tot slot de uitvoering van het korset. Het bekken skelet is het meest benige deel van het menselijk lichaam. Het is te beschouwen als het fundament van de wervelkolom en daarmee de hele romp. Het bekken is daarom het deel waarop het korset wordt gefixeerd. De hoogste punten van de cristae iliaca zijn van belang om de taillelijn te bepalen. Dit is de lijn waar voor een goed korset altijd vanuit moet worden gegaan voor de juiste hoogtematen en omvangsmaten die zowel aan de voor- als aan de achterzijde worden gemeten. U kunt het makkelijkst een oogpotlood gebruiken bij het aanmeten van een korset.



Lichaamsmaten

1. Bepaal de taillelijn (B) en teken deze op de huid aan met een streepje aan zowel de voor als achterzijde en noteer de omvangsmaat.
2. Neem de borstomvang (A). Meestal wordt deze gemeten 4 cm onder de punt van het schouderblad (scapulae angulus inferior) en einde borstbeen. Geef opnieuw een streepje aan de voor en achterzijde. Wanneer u een hoger of lager korset wenst neemt u de omvangsmaat op die gewenste hoogte.
3. Neem de bekkenomvang ter hoogte van de bekkenkam (C). Dit komt ongeveer overeen met navelhoogte. Merk deze omvang aan de achterzijde met een streepje.
4. Neem nu de bekkenomvang ongeveer ter hoogte van de trochanters (D). Zet opnieuw een streepje ter hoogte van de maatname aan de achterzijde, meestal op of net over het dikste gedeelte van de bil.
5. Neem nu de omvang ter hoogte van de bilplooï (E)
6. Meet nu aan de achterzijde de hoogte vanaf het taillestreepje tot de plek waar u borstomvang heeft gemeten en noteer deze hoogtemaat bij en doe dit op dezelfde manier naar beneden, dus vanuit het taillestreepje naar bekkenomvang, trochanteromvang en de bilplooï. Deze hoogtematen noteert u op het maatformulier bij lichaamsmaten.

Korsetmaten

1. Daarna geeft u bij de korsetmaten op de gewenste hoogte van het korset aan voor en achterzijde. Opnieuw wordt hier vanuit de taille omhoog gemeten voor en achter en de totale hoogte voor en achter.